


## Datenblatt

### Rektalkatheter 2 Lumen 12 CH



#### Beschreibung:

Der Ballon befindet sich am Ende eines zwei-lumigen Schlauches. Das erste Lumen befindet sich im inneren des Ballons nahe dem distalen Ende. Das zweite Lumen befindet sich an der Stelle, an der der Ballon fixiert ist damit die Luft einfach und schnell aus dem Katheter weichen kann.

Die weiblichen Luer Lock Anschlüsse sind folgendermaßen farbig kodiert:

- rot für den Druck im Rektum
- durchsichtig um Luftblasen aus dem Schlauchsystem zu bringen

**Artikel Nummer:** DRE122-10

**Größe:** 12 Fr. (4,00 mm)

**Länge:** 300 mm

**Ballondurchmesser:** 11 mm

**Ballonlänge:** 20 mm

**Ballonmaterial:** Latex

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

#### Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrolle erfolgt aufgrund geprüfter Qualitätsprozesse stufenweise: Rohmaterial, verwendete Bestandteile, Produktionsprozess, Sterilisationsprozess und Produktherausgabe.

**Sterilisation:** EtO Prozess

#### Lagerbeständigkeit

36 Monate (3 Jahre). Das Produkt ist ein einmal zu verwenden und nicht re-sterilisierbar.

**EtO Rest:** gemäß ISO 10993-7

#### Bioverträglichkeit

Alle verwendeten Produkte sind gemäß ISO10993-1 USP Class VI.

**Verpackung:** steril

#### Genehmigung

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Produkt der Klasse IIa bzw. 92/42 EEC.